




Universal Carriers

Quick • Economical • Versatile



Available In:

- REF 9062006Right Angle (case of 10)*
- REF 9062001Straight (case of 10) *
- REF 9062030Mini-tip - Right Angle

* Individual instruments available through your dealer.

PREMIER® UNIVERSAL CARRIERS are unique placement instruments with a sleek design. They enable the operator to transport and place amalgam while minimizing finger fatigue. Due to the nature of the MINI-GUN, do not use it to condense material, and *always express the amalgam immediately to prevent damage to the plunger.*

Assembly

1. Place plunger into knob-screw assembly.
2. Insert plunger and spring through barrel.
3. Replace tip and tighten.
4. Firmly push knob-screw assembly into place and screw on to tighten.

Cleaning and Sterilization

Immediately after each use, the entire gun MUST be taken apart, cleaned and re-assembled prior to sterilization.

Sterilize in a steam autoclave using distilled water at 134°C (273°F) for 3 minutes.

Replacement Parts

- REF 9062041Nose Tip - Straight
- REF 9062043Nose Tip - Right Angle
- REF 9062015Plunger - Straight
- REF 9062017Plunger - Right Angle
- REF 9062021Spring
- REF 9062034Mini-plunger - Right Angle



Premier® Dental Products Company • 1710 Romano Drive • Plymouth Meeting, PA 19462 • 888-670-6100 • 610-239-6000 • www.premusa.com

FR

Réservé à un usage professionnel
Non stérile
Doit être stérilisé avant l'utilisation

Assemblage

1. Placer le plongeur dans l'assemblage vis-bouton.
2. Insérer le plongeur et le ressort dans le barillet.
3. Replacer l'embout et resserrer.
4. Pousser fermement l'assemblage vis-bouton et le visser pour qu'il tienne solidement.

Nettoyage et stérilisation

Immédiatement après chaque utilisation, le fusil en entier DOIT être démonté, nettoyé et réassemblé avant la stérilisation.

Stériliser à l'eau distillée dans un autoclave à vapeur à 134 °C (273 °F) pendant 3 minutes.

ES

Solo para uso profesional
No esterilizado
Esterilizar antes de usar

Armado

1. Colocar el émbolo en la perilla con tornillo.
2. Insertar el émbolo y el resorte en el barril.
3. Volver a colocar la punta y ajustar.
4. Presionar firmemente la perilla con tornillo en su lugar y atornillar para ajustarla.

Limpieza y esterilización

Inmediatamente después de cada uso, la pistola completa se DEBE desarmar, limpiar y volver a armar antes de la esterilización.

Esterilizar en un autoclave de vapor usando agua destilada a 134 °C (273 °F) durante 3 minutos.

TH

สำหรับการใช้งานในระดับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ไม่ปราศจากเชื้อ
ทำให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้

การประกอบ

1. ใส่ก้านสูบลงในส่วนประกอบที่เป็นปุ่มเกลียว
2. สอดก้านสูบและสปริงลงในกระบอกสูบ
3. เปลี่ยนส่วนปลายและชิ้นโพแทสเซียม
4. ดันส่วนประกอบที่เป็นปุ่มเกลียวให้เข้าที่และขันเกลียวให้แน่น

การทำความสะอาดและการทำให้ปราศจากเชื้อ
ทันทีหลังการใช้แต่ละครั้งจะต้องแยกปืนทั้ง
กระบอกทำความสะอาดและประกอบชิ้นส่วน
ต่างๆอีกครั้งก่อนการทำให้ปราศจากเชื้อ

ทำให้ปราศจากเชื้อในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
โดยใช้เวลาสั้นที่สุดอุณหภูมิ 134 °C (273 °F) เป็น
เวลา 3 นาที

CN

仅供专业人士使用
非无菌
使用前请先消毒

组装

1. 把柱塞放到旋钮组件上。
2. 插入柱塞和弹簧，穿过筒身。
3. 更换端头并紧固。
4. 将旋钮组件紧紧推入到位，然后旋紧。

清洁和消毒

每次使用后，必须立即拆开整支枪，
清洁并重新组装，然后消毒。

在高压消毒蒸锅内用 134 °C (273 °F) 的
蒸馏水消毒 3 分钟。

Made in Italy

Order through authorized dealer

CE



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

DFU#90620 101623 Rev 10 NKP30M